

1 Plattenaufnahme Giroform® aktuell



Durch die vorhandene „Schräge Führung“ in der kleinen und großen Giroform® Plattenaufnahme (siehe rote Markierung) können lediglich entweder die kleinen oder großen Sockelplatten der Firma AmannGirrbach eingespannt und genutzt werden.

2 Plattenaufnahme Duo für DIVARIO®



Die Plattenaufnahme Duo für **DIVARIO®** verfügt über eine „Gerade Führung“ (siehe Markierung). Dadurch können alle Größen der **DIVARIO®** Sockelplatten von Mälzer Dental, sowie auch aller anderen Hersteller (z. B. AmannGirrbach, Zeiser®, Dentobase®) eingespannt und genutzt werden.

Bei einem Systemwechsel auf unser **DIVARIO®** Modellsystem arbeiten wir Ihre Plattenaufnahme gerne kostenlos um und stellen Ihnen für die Übergangszeit eine Mälzer Dental Plattenaufnahme – natürlich ebenfalls kostenlos – zur Verfügung.